

# AVANTSONIC Z5

## Moderni 3D-rakkoskanneri

AvantSonic on kehittänyt uuden rakkoskannerimallin, jolla mitataan rakon tilavuutta neljälle eri potilasryhmälle: miehet, naiset, hysterektomoidut naiset ja lapset. Laitteessa on pieni, sileä 3D-anturi, joka toimii 2,5 MHz mittaustaajuudella sekä lapsille että aikuisille.

Ennen mittausta AvantSonic Z5 näyttää virtsarakon näytöllä reaaliajassa kahdella eri tavalla, joko sonografisena kuvana tai yksinkertaisempaa symbolisena kuvana. Voit itse valita näytettävän kuvan tyyppiin. Virtsamäärän mittaus ja laskenta tehdään 12 tasolla ja kestää vain viisi sekuntia.

AvantSonic Z5 on helppokäyttöinen erittäin intuitiivisen kosketusnäyttöohjelman ansiosta. Laitetta voidaan käyttää akkua ladatessa ja voit tulostaa raportin sisäänrakennetulla tulostimella. Lisävarusteena on korilla ja lukittavilla pyörillä varustettu korkeussäädettävä vaunu, johon laite kiinnittyy tukevasti.

### AvantSonic Z5 tarjoaa:

- Vesitiivis IPX-7 -luokiteltu anturi
- Sonografinen tai symbolinen kuva reaaliajassa
- Tarkkuus +/- 10%
- Mittaussyvyys jopa 190 mm
- Jopa 1000 mittausta täyteen ladatulla akulla
- THI – Tissue Harmonic Imaging - tarjoaa parempi kuvanlaadun ja tarkemmat mittaukset
- Kolmen vuoden takuu



SynMed Medicinteknik AB  
Latokartanontie 12 A 2  
28330 Pori

Puh tuki: +358 45 6124470  
www.synmed.fi  
asiakaspalvelu@synmed.fi

Valmistaja:  
AvantSonic Technology Co. Ltd  
www.avantsonic.com  
avantsonic@avantsonic.com

