

BBS REVOLUTION™

Helppokäyttöinen ja täysautomaattinen rakkoskanneri

dBMEDx on kehittänyt uuden rakkoskannerimallin nopeaan ja vaivattomaan virtsarakon tilavuuden mittaamiseen. Laitteessa on ainutlaatuista muotoilua oleva anturi, jonka ansiosta sitä ei tarvitse kallistaa, eikä etsiä virtsarakkoa. Laite on tarkoitettu Sinulle, joka haluat oikean tilavuuden, mutta et osaa tai halua käyttää kaikukuvausta virtsarakon löytämiseksi.

BBS Revolution™ rakkoskannerissa on erittäin yksinkertainen ja intuitiivinen käyttöliittymä ja henkilökunnalle selkeät ohjeet. Residuaalitulavuuden mittaamiseksi Sinun tarvitsee vain annostella noin 30 ml geeliä vatsalle, asettaa anturi geeliin ja painaa nappia. Virtsamäärän mittaaminen ja laskeminen vie alle 3 sekuntia.

Anturi on langaton ja se latautuu, kun se laitetaan takaisin keskusyksikköön. Anturin toimintaetäisyys on noin 10 metriä, joka tekee mittauksen mahdolliseksi keskusyksikön ollessa potilasalueen ulkopuolella. Lisävarusteena on saatavilla korilla varustettu pyörävaunu, johon laitteen voi kiinnittää tukevasti.

BBS Revolution™ rakkoskanneri tarjoaa:

- Langaton tutkimusanturi, jossa on 8 erillistä tunnistinta, jotka mittaavat 180 astetta
- Kirkas ja selkeä tilavuusnäyttö keskusyksikön ruudulla
- Tarkkuus $\pm 12,5\% \pm 12,5$ ml
- Jopa 6 tuntia mittauksia täyteenladatulla akulla
- Mahdollisuus siirtää mittaustuloksia viivakoodilukijan kautta

