

POPY™ TUKIPESSARI

Kustannustehokas ratkaisu emättimen esiinluiskahduksiin


Mediplusin POPY™ on maailman ensimmäinen silikonista valmistettu tukipessaari, jossa on munuaisenmuotoinen tukilevy ja taivutettu varsi vakauttamaan valmisteiden sijaintia emättimessä. Pessaarin kovera alue on takana kohdunsuuta vasten ja kupera osa on rakkoon päin. Sitä käytetään yleensä naisilla, joilla on merkittävä kohdunlaskeuma parantamaan elämänlaatua ja lieventämään laskeuman vaikutuksia potilaan jokapäiväisessä elämässä. POPY™ on helppokäyttöinen, koska materiaali on valmistettu korkealaatuisesta lääketieteellisestä silikonista, mikä tekee POPY™:sta pehmeän ja muotoutuvan mahdollistaen helpon sijoittamisen ja poistamisen.

POPY™-sarjan muotoilu on tulosta laajasta yhteistyöstä sekä asiantuntijalääkäreiden että potilaiden kanssa optimaalisen vaikutuksen ja mukavuuden saavuttamiseksi. POPY™ voidaan suositella naisille, jotka eivät halua mennä leikkaukseen ennen lasten saamista. POPY on suhteellisen kustannustehokas ja konservatiivinen hoito verrattuna kirurgisiin toimenpiteisiin.

POPY™-materiaalin pehmeys vähentää eroosion riskiä ja varmistaa mukavan ja turvallisen istuvuuden. POPY™ on saatavana kuudessa eri koossa potilaan anatomian mukaan: 57, 60, 64, 67, 70, 73, 76, 80, 83, 86 ja 89 mm.

POPY™ tukipessaari tarjoaa seuraavat edut:

- Valmistettu korkealaatuisesta lääketieteellisestä silikonista
- POPY™ on pehmeä ja muotoutuva, joten se on helppo sijoittaa ja poistaa
- Saatavana normaalipituisella tai lyhyellä varrella



SynMed Medicinteknik AB
Latokartanontie 12 A 2
28330 Pori

Puh tuki: +358 45 6124470
www.synmed.fi
asiakaspalvelu@synmed.fi

Valmistaja:
Mediplus Ltd
www.mediplusuk.com
help@mediplusuk.com

