

REFLUX SOFTWARE 6.1

Analyysiohjelma refluksen mittaukseen


Reflux Software 6.1 on moderni analyysiohjelma, joka on kehitetty ruokatorven refluksen mittaamiseen ja analysointiin. Ohjelma toimii uusien tallennuslaitteiden, kuten Digrapper™ pH/Z ja Bravo™ CF kanssa ja tunnistaa automaattisesti liitettävän tallennuslaitteen tyyppin.

Reflux Software 6.1 on yhteensopiva Windows 10:n kanssa ja luo raportteja MS Wordissa tai PDF-raportteina. Merkittävä parannus on, että potilaan henkilötunnus ja nimi sisältyvät raporttitiedostoon, mikä helpottaa raporttien liittämistä sairaalan potilastietojärjestelmään.

Jos käytät impedanssiohjelmaa, impedanssikäyrät näytetään tavallisina käyrinä tai ainutlaatuisena ääriiivakaaviona, joka helpottaa ja selkeyttää tutkimusten tulkintaa ja analysointia. Tähän ohjelmaan on tehty merkittäviä parannuksia.

Reflux Software 6.1 tarjoaa seuraavat edut:

- Lataus tietokoneelle USB-liitännän kautta
- Ohjelma näyttää kuinka anturit ovat anatomisesti sijoittuneet suhteessa LES: iin
- Uusi tutkimustenhallinta helpottaa aiemmin ladattujen ja analysoitujen tutkimusten seurantaa
- Intuiitiiviset graafiset työkalut yksinkertaistavat potilaiden tulkintaa ja diagnoosia
- Yksinkertaiset ja selkeät raportit MS Wordissa tai PDF-tiedostoina
- Yhteensopiva Bravo™ CF kanssa



SynMed Medicinteknik AB
Latokartanontie 12 A 2
28330 Pori

Puh tuki: +358 45 6124470
www.synmed.fi
asiakaspalvelu@synmed.fi

Valmistaja:
Medtronic plc
www.givenimaging.com
info@givenimaging.com

Medtronic
Further Together