

SONESTA P2/P3

Moderni tutkimuspöytä urologiaan ja gynekologiaan

Sonesta P2/P3 on jatkokehitetty parasta mahdollista potilasmukavuutta silmällä pitäen, tarkoituksena helpottaa käyttäjää asettamaan potilas turvallisesti ja tarkasti erilaisten tutkimusten, kuten urodynamiikan, kystoskopian ja biopsian aikana. Sonesta P2/P3 on täydellinen tutkimuspöytä suurella liikkuvuudella, sisältäen monia käytännöllisiä lisävarusteita, jotka helpottavat päivittäistä työtä ja luovat joustavan tuotteen, jota voidaan käyttää monin tavoin. Yksi arvostetuimmista ominaisuuksista on matala nousukorkeus 40 cm, mikä helpottaa vanhuksia ja liikuntarajoitteisia potilaita ja sillä pystyy tutkimaan potilaita aina 210 kiloon asti.

Sonesta P2/P3 on varustettu kevyillä ja vahvoilla moottoreilla, jotka ovat hiljaisia ja nopeita. Se on varustettu kahdella lukittavalla pyörällä mahdollistaen helpon liikuttelun ja asennon varmistuksen. Avoin rakenne helpottaa puhdistamista.

Vakiovarusteisena tai vaihtoehtoisesti laajalla valikoimalla lisävarusteita, kuten irrotettavat käsinojat (360°), jalkatelineet, istuintyyntä 170 mm säätövaralla, paperirullateline, suppilo virtausmittausta varten, instrumenttitaatikko ja säädettävä jalkateräntuki.

Sonesta P2/P3 tutkimuspöydät tarjoavat:

- Kaksi esiasetettua asentoa, jotka helpottavat potilaiden tutkimista
- Elektroninen ja automaattinen hätäasento yksinkertaisesti napin painalluksella
- Langaton jalkasäädin Bluetooth®-yhteydellä
- Pöytä on varustettu kolmella moottorilla säätämään korkeutta tai selkänojan ja istuintyyntyn asentoa
- Kehitetty ja valmistettu Ruotsissa



SynMed Medicinteknik AB
Latokartanontie 12 A 2
28330 Pori

Puh tuki: +358 45 6124470
www.synmed.fi
asiakaspalvelu@synmed.fi

Valmistaja:
Sonesta Medical AB
www.sonestamedical.se
info@sonestamedical.se

